

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Stx2 Para Wb, Elisa - P32856

Número do item: CM0018317

introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho anti-STX2 validado para aplicações WB e ELISA, com reatividade cruzada contra Humano, Camundongo e Rato. Ideal para pesquisa de morfogênese epitelial e exocitose. UniProt P32856.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STX2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2054
ID do Gene	2054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 da STX2 humana (NP_001971.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32856
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo