


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stx6 Para Wb, Elisa - O43752

Número do item: CM0022227



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Syntaxin-6 (STX6) humana, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para investigar o aparelho de Golgi, o tráfego endossômico e os mecanismos de fusão de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	STX6 pAb de coelho
Observações/alias	STX6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10228
GeneID	10228
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-234 da STX6 humana (NP_005810.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O43752
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo