

Anticorpo Policlonal Anti-Stx8 Para Wb, Elisa - Q9Unk0

Número do item: CM0018485

introdução

Anticorpo policlonal Anti-STX8 validado para Western blot (WB) e ELISA, reconhecendo STX8 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar o transporte retrógrado do cis-Golgi para o RE. Imunógeno recombinante derivado de coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STX8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CARB; STX8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9482
GeneID	9482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 da STX8 humana (NP_004844.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNK0
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo