

Anticorpo Monoclonal Anti-Stxbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61764

Número do item: CM0009838



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho STXBP1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Proteína de 68 kDa, ideal para pesquisa de função sináptica e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STXBP1 Rabbit mco
Observações/Apelido	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6812
GeneID	6812
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61764
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Saco com gelo