

Anticorpo Policlonais Anti-Stxbp1 Para If/Icc, If-P, Elisa - P61764

Número do item: CM0026136



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-STXBP1 de alta qualidade validado para IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta STXBP1 humano e de rato (MUNC18-1), um regulador chave da fusão de vesículas sinápticas. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STXBP1 Coelho pAb
Observações/Alíase	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6812
ID do Gene	6812
Imunogênio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P61764
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo