


## Anticorpo Policlonar Anti-Stxbp2 De Coelho Para Wb E Elisa - Q15833

Número do item: CM0014465



### introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a STXBP2 humana (homólogo 2 de Unc-18, Munc18-2), adequado para Western blotting e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com STXBP2 de humano e camundongo, apoiando estudos de tráfego de vesículas intracelulares e exocitose de células imunológicas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | STXBP2 Rabbit pAb                                                  |
| Observações/Alias   | FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2 |
| Espécie             | Humano                                                             |
| GeneID (Humano)     | 6813                                                               |
| GeneID              | 6813                                                               |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                                              |
| Origem              | Coelho                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                 |
| SWISS               | Q15833                                                             |
| Peso da Proteína    | 66kDa                                                              |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                      |