

## Anticorpo Policlonal Anti-Stxbp3 Para Wb E Elisa - 000186

Número do item: CM0030190

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a STXBP3 humano (proteína de ligação à syntaxina 3, MUNC18C) para western blot (WB) e ELISA. Reatividade cruzada validada com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tráfego de GLUT4.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | STXBP3 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3                                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (humano)      | 6814                                                                                                                         |
| GeneID               | 6814                                                                                                                         |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 343-592 da STXBP3 humana (NP_009200.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS                | 000186                                                                                                                       |
| Peso da Proteína     | 68kDa                                                                                                                        |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                |