

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sub1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P53999

Número do item: CM0029929



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-SUB1 detecta o coativador transcricional p15 (PC4) com aplicações em WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Peso proteico esperado de 14 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P15; PC4; p14; SUB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10923
ID do Gene	10923
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 do SUB1 humano (NP_006704.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P53999
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo