

Anti-Sucla2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2R7

Número do item: CM0018209



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SUCLA2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a subunidade beta da ligase de succinil-CoA mitocondrial, crucial para o ciclo do TCA e síntese de ATP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUCLA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	A-SCS; A-BETA; MTDP55; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8803
GeneID	8803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do SUCLA2 humano (NP_003841.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2R7
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo