

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Suclg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53597

Número do item: CM0018041



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a SUCLG1 (subunidade alfa da succinil-CoA ligase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa de ciclo TCA e metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUCLG1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8802
ID do Gene	8802
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-346 da SUCLG1 humana (NP_003840.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53597
Peso Molecular da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo