

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Suc1g2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96I99

Número do item: CM0025380



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-SUCLG2 validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece SUCLG2 (succinil-CoA sintetase específica de GTP) humano, de camundongo e rato, uma enzima chave do ciclo do TCA. Adequado para estudos de metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] SUCLG2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8801
ID do Gene	8801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-300 da SUCLG2 humana (NP_003839.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96I99
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo