

Anticorpo Policlonais Anti-Sugct Para Wb, Elisa - Q9Hac7

Número do item: CM0026100



introdução

SUGCT Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Reage com SUGCT humano, de camundongo e rato. O alvo é uma CoA-transferase mitocondrial envolvida na degradação de lisina/tryptofano. Ideal para pesquisa em metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUGCT Rabbit pAb
Observações/Alias	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79783
GeneID	79783
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da SUGCT humana (NP_001180240.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HAC7
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo