


Anticorpo Policlonal Anti-Sugp2 Para Wb, Elisa - Q8Ix01

Número do item: CM0018507



introdução

O SUGP2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para aplicações em WB e ELISA, reconhecendo SUGP2 humano e de camundongo. Este fator de splicing localiza-se no núcleo e é expresso em testículo, cérebro e rim. Ideal para pesquisa em splicing e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUGP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SFRS14; SRSF14; SUGP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10147
GeneID	10147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 do SUGP2 humano (NP_055699.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IX01
Peso Proteico	120kDa
Envio	Em saco de gelo