

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sult1A1 Para Wb E Elisa - P50225

Número do item: CM0020325



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SULT1A1 validado para Western blotting e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do metabolismo de xenobióticos e hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SULT1A1 Rabbit pAb
Observações/alias	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6817
GeneID	6817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-295 da SULT1A1 humana (NP_803565.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P50225
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo