

## Anticorpo Policlonal Anti-Sult1A2 Para Wb, Elisa - P50226

Número do item: CM0017912



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à sulfotransferase SULT1A2 humana, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta SULT1A2 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando pesquisas sobre metabolismo de fármacos e suscetibilidade ao câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | SULT1A2 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Observações/Apelidos | STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2                                                                                                 |
| Espécie              | Humana                                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)      | 6799                                                                                                                                                |
| GeneID               | 6799                                                                                                                                                |
| Imunógeno            | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-295 da SULT1A2 humana (NP_001045.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reatividade cruzada  | Humana, camundongo, rato                                                                                                                            |
| SWISS                | P50226                                                                                                                                              |
| Peso da proteína     | 34 kDa                                                                                                                                              |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                       |