

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sult1C4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75897

Número do item: CM0021898



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SULT1C4 humano. Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta níveis endógenos de SULT1C4 em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo uma sulfotransferase envolvida no metabolismo de xenobióticos e fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SULT1C4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SULT1C; SULT1C2; SULT1C4
Espécie	Humano
ID do Gene	27233 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do SULT1C4 humano (NP_006579.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75897
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo