

Anticorpo Policlonal Anti-Sult1E1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49888

Número do item: CM0028292



introdução

Anticorpo policlonal anti-SULT1E1 de alta qualidade validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o SULT1E1 humano, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de estrogênio e hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SULT1E1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6783
GeneID	6783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-294 do SULT1E1 humano (NP_005411.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49888
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo