

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sult2A1 Para Wb, If-P, Elisa - Q06520

Número do item: CM0005187



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho SULT2A1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com SULT2A1 humano e de rato (34kDa), uma sulfotransferase chave para esteroides e ácidos biliares. Ideal para estudos de metabolismo e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SULT2A1 (mAb)
Observações/Apelidos (Aliás)	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6822
ID do Gene	6822
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-285 da SULT2A1 humana (Q06520)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q06520
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo