

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sult2A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06520

Número do item: CM0016662



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SULT2A1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta SULT2A1 humano, de rato e de camundongo; imunôgeno proteína recombinante (aa1-145). Adequado para pesquisa de sulfonação de esteroides e metabolismo de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SULT2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HST; ST2; STD; hSTA; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6822
GeneID	6822
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do SULT2A1 humano (NP_003158.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06520
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em bolsa de gelo