

Anti-Sult2B1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O00204

Número do item: CM0028426



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SULT2B1 da CamelBio validado para WB, IF/ICC, ELISA, reativo a humano, camundongo, rato. Tem como alvo a sulfotransferase 2B1 envolvida na sulfatação de esteroides e metabolismo do colesterol. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SULT2B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSST2; ARCI14; SULT2B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6820
ID do Gene	6820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-365 do SULT2B1 humano (NP_814444.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00204
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo