


Anticorpo Policlonal Anti-Sumf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj7

Número do item: CM0021188



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUMF2 (pFGE), um fator inativo modificador de sulfatases que inibe SUMF1. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Imunógeno: proteína recombinante (aa 45-320).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	pFGE; SUMF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25870
GeneID	25870
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-320 da SUMF2 humana (NP_056226.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBJ7
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo