


Anticorpo Policlonal Anti-Sumo1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Número do item: CM0019996



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SUMO1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SUMO1 em Humano, Rato, Rato. Modificador semelhante à ubiquitina envolvido no transporte nuclear, reparo de DNA e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; SUMO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7341
GeneID	7341
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 do SUMO1 humano (NP_003343.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63165
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo