

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sumo1 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Número do item: CM0002520

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a SUMO1 (P63165), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Essencial para estudar SUMOilação no transporte nuclear, reparo de DNA e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-SUMO1
Observações/Apelido	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1
Espécie	Humano
GeneID	7341 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-101 do SUMO 1 humano (P63165).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63165
Peso Proteico	12kDa
Envio	Bolsa de Gelo