


Anti-Sumo1 Anticorpo Policlonal De Coelho (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Número do item: CM0023547



introdução

Anticorpo policlonal validado por KO que visa o SUMO1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a SUMOilação no transporte nuclear, reparo de DNA e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SUMO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
Espécie	Humano
ID do Gene	7341
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SUMO1 humano (NP_003343.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63165
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo