


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sumo2/3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61956 / P55854

Número do item: CM0007555



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SUMO2/3 para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece SUMO2/3 humano, de rato e de camundongo. Imunógeno recombinante (aa 1-95). Ideal para pesquisa em SUMOilação, reparo de DNA e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho SUMO2/3
Observações/Apêndice	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do SUMO2/3 humano. (NP_008868.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61956/P55854
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de Gelo