


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sumo2/3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61956/P55854

Número do item: CM0016585



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SUMO2/3 humano, validado para Western blot, IHC-parafina e ELISA. Detecta SUMO2/3 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de SUMOilação e vias de proteínas semelhantes à ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMO2/3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61956/P55854
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo