

Anti-Sumo3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P55854

Número do item: CM0022206



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUMO3, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece especificamente o SUMO3 humano, de camundongo e de rato, um modificador semelhante à ubiquitina envolvido no transporte nuclear e na transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMO3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6612
GeneID	6612
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 do SUMO3 humano (NP_008867.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55854
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco com gelo