


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sumo3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55854

Número do item: CM0026580



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUMO3 (SUMO-2/SMT3A), validado para WB, IHC-P, ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar modificação semelhante à ubiquitina, reparo de DNA e vias de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMO3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SMT3A, Smt3B, SMT3H1, SUMO-3, SUMO3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6612
GeneID	6612
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SUMO3 humano (NP_008867.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55854
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo