

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sumo4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Eev6

Número do item: CM0008588

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SUMO4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de SUMOilação, estresse oxidativo e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-SUMO4
Observações/Apelido	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	387082
GeneID	387082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 da SUMO4 humana (Q6EEV6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q6EEV6
Peso da proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo