

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Sun2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uh99

Número do item: CM0002970



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SUN2 humano (UNC84B), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do complexo LINC e migração nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho SUN2
Observações/Apelido	UNC84B, rab5IP, SUN2
Espécie	Humano
ID do Gene	25777 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 618-717 do SUN2 humano (Q9UH99).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UH99
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de Gelo