


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Suox Para Wb E Elisa - P51687

Número do item: CM0003148



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SUOX humano (sulfito oxidase). Validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudar metabolismo do enxofre, função mitocondrial e redução de nitrito relacionada à hipóxia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SUOX Rabbit mAb                                        |
| Observações/Apelido | SUOX; sulfito oxidase                                  |
| Espécie             | Humano                                                 |
| ID do Gene          | 6821                                                   |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético (aa 100-200 do SUOX humano, P51687) |
| Fonte               | Coelho                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                 |
| Aplicação           | WB, ELISA                                              |
| Reatividade Cruzada | Rato                                                   |
| SWISS               | P51687                                                 |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                           |