


Anticorpo Policlonal Anti-Supt16H (Spt16) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

Número do item: CM0019952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SUPT16H (SPT16), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com a subunidade SPT16 do complexo FACT de humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas em cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SUPT16H (SPT16) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	11198
GeneID	11198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-695 da SUPT16H (SPT16) humana (NP_009123.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y5B9
Peso molecular	120 kDa
Envio	Bolsa de gelo