


## Anticorpo Policlonais Anti-Supt20H Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

Número do item: CM0029553



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SUPT20H humano (homólogo SPT20, p38IP). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Suas aplicações incluem pesquisa em autofagia, gastrulação e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | SUPT20H Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Observações/Apelidos | C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H                                                                                                   |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                                |
| GeneID (humano)      | 55578                                                                                                                                                 |
| GeneID               | 55578                                                                                                                                                 |
| Imunógeno            | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-779 do SUPT20H humano (NP_001014308.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                                |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                              |
| SWISS                | Q8NEM7                                                                                                                                                |
| Peso da Proteína     | 86kDa                                                                                                                                                 |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                                                         |