


Anticorpo Monoclonal Anti-Supt5H/Spt5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000267

Número do item: CM0003632



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a SUPT5H/SPT5 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre alongamento da transcrição e HIV Tat.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUPT5H/SPT5 mAb de coelho
Observações/Apelidos	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Espécie	Humano
ID do Gene	6829
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 de SUPT5H/SPT5 humano (000267).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000267
Peso da Proteína	121 kDa
Transporte	Bolsa de gelo