


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Supt5H/Spt5 Para Wb, Ip, Elisa - O00267

Número do item: CM0030827



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de alongação da transcrição humana SUPT5H/SPT5. Validado para WB, IP, ELISA. Reatividade cruzada humana, de camundongo. Adequado para pesquisa de regulação da transcrição e HIV Tat.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUPT5H/SPT5 pAb de Coelho
Apelidos	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Espécie	Humana
ID do Gene	6829
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-425 do SUPT5H/SPT5 humano (NP_003160.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00267
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Saco de gelo