


Anticorpo Policlonal Anti-Supt6H/Spt6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kz85

Número do item: CM0023917



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SUPT6H humano (SPT6), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de elongação da transcrição e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUPT6H pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6830
GeneID	6830
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1500-1726 do SUPT6H humano (NP_003161.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7KZ85
Peso Proteico	199kDa
Transporte	Saco de Gelo