


Anti-Supt7L Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - 094864

Número do item: CM0020277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SUPT7L humano (subunidade gama 65 do complexo STAGA), validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUPT7L pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(gama); SUPT7L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9913
ID do Gene	9913
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-400 do SUPT7L humano (NP_001269658)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094864
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo