

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Supv3L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb8

Número do item: CM0024873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SUPV3L1 (SUV3), uma RNA helicase mitocondrial. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Utilizável em pesquisas sobre degradossomo mitocondrial e metabolismo de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	SUPV3L1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SUV3; SUPV3L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6832
ID do Gene	6832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 577-786 da SUPV3L1 humana (NP_003162.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IYB8
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo