

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Surf1 Para Wb E Elisa - Q15526

Número do item: CM0026116

introdução

Validado para WB e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o SURF1 humano, uma proteína da membrana interna mitocondrial essencial para a montagem da citocromo c oxidase. Reage cruzadamente com camundongo e rato, ideal para pesquisa de doenças mitocondriais e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SURF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6834
GeneID	6834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-275 do SURF1 humano (NP_003163.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15526
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo