


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Survivin Para Wb, Elisa - O15392

Número do item: CM0021626



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Survivin (BIRC5/API4), recomendado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Survivin Rabbit pAb
Observações/Alias	API4; EPR-1; Survivin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	332
ID do Gene	332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da Survivin humana (NP_001159.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15392
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo