

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Survivin Para Wb, If/Icc - O15392

Número do item: CM0023906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Survivin humano (BIRC5, O15392) validado para WB e IF/ICC. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Survivin Rabbit pAb
Observações/Apelido	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
Espécie	Humano
ID do Gene	332 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-142 do Survivin humano (NP_001159.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15392
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo