


## Anticorpo Coelho Polymab® Anti-Sobrevivina Para Wb E Elisa - O15392

Número do item: CM0006506



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Sobrevivina humana (BIRC5, O15392) validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em apoptose, ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Sobrevivina Coelho PolymAb®                                                                                                     |
| Observações/Apelido | API4; EPR-1                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 332                                                                                                                             |
| GeneID              | 332                                                                                                                             |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da Sobrevivina humana (NP_001159.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | O15392                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 8-18 kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                 |