

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Suv39H1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43463

Número do item: CM0029849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUV39H1 humano, uma histona metiltransferase H3K9 crítica para a formação de heterocromatina e repressão transcricional. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas epigenéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUV39H1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6839
GeneID	6839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do SUV39H1 humano (NP_003164.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43463
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo