


Anticorpo Policlonal Anti-Suv39H2 Para Wb, Elisa, Chip - Q9H5I1

Número do item: CM0024877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à SUV39H2 (KMT1B) humana, validado para WB, ELISA e ChIP. Ideal para pesquisa em epigenética sobre metilação de histonas, heterocromatina e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUV39H2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KMT1B; SUV39H2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	79723
ID do Gene	79723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 141-350 da SUV39H2 humana (NP_001180354.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H5I1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo