


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sv2A Para Wb E Elisa - Q7L0J3

Número do item: CM0023456



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SV2A humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 356-447 (NP_055664.3). Ideal para pesquisa de vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SV2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	SV2, SLC22B1, SV2A
Espécie	Humano
ID do Gene	9900 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 356-447 do SV2A humano (NP_055664.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7L0J3
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo