

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Svop Para Wb, Elisa - Q8N4V2

Número do item: CM0016769

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SVOP humano (Proteína relacionada à vesícula sináptica 2). Validado para aplicações em Western Blot (WB) e ELISA. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de ensaios IVD. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SVOP Rabbit pAb
Observações/Alias	SLC22B4; SVOP
Espécie	Humano
ID do Gene	55530
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do SVOP humano (NP_061181.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N4V2
Peso Molecular	61kDa
Transporte	Bolsa de gelo