

Anti-Swap70 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH65

Número do item: CM0012984



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SWAP70 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Peso da proteína alvo ~69 kDa. UniProt: Q9UH65.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	
Observações/Apelido	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23075
GeneID	23075
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 316-585 do SWAP70 humano (NP_055870.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UH65
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo