

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sycp3 Para Wb, Elisa - Q8Izu3

Número do item: CM0027490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína SYCP3 humana, uma proteína específica do testículo do complexo sináptonêmico essencial para a meiose e fertilidade masculina. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYCP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-236 da SYCP3 humana (NP_710161.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZU3
Peso Proteico	28kDa
Transporte	Saco de gelo