

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Syk Para Wb, If/Icc, Elisa - P43405

Número do item: CM0020864



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra SYK humana (p72-Syk), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em sinalização do receptor de células B e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Syk pAb de Coelho
Observações/Alias	IMD82; p72-Syk; Syk
Espécie	Humana
GeneID	6850 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 250-350 da Syk humana (NP_001128524.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Envio	Bolsa de gelo