

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sympk Para Wb/Elisa - Q92797

Número do item: CM0029786



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à SYMPK humana (Symplekin). Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar o processamento de mRNA de histonas, a biologia das junções de oclusão e a poliadenilação de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SYMPK
Observações/Apelido	SPK; SYM; Pta1; SYMPK
Espécie	Humano
GeneID	8189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-530 da SYMPK humana (NP_004810.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92797
Peso Proteico	141kDa
Envio	Saco de gelo